



<p>原 因</p>	<p>安寧病房病人會因急症如感染、吸入性肺炎等導致休克而造成生命垂危狀，此時每天需要液體交換，對於攝入和排泄量至關重要，對病人進行持續的重量監測，醫生可以對照兩者數據的差別來及時調整治療方案，可以完善病人治療中質量變化的數據管理，並且末期病人於晚期易出現譫妄躁動情形，而影響病人安全，此加護型電動病床已設有離床報警等功能，可提高病人安全。</p>		
<p>品 名</p>	<p>加護型電動病床 (含重量監測、離床報警)</p>	<p>規 格 (廠牌)</p>	<p>B-880 AU</p>
<p>數 量</p>	<p>2 台</p>	<p>預估金額</p>	<p>共 370,000 元</p>
<p>用途功能</p>	<p>稱重、離床報警，重量位移(預防病患跌落)可提高病人安全。板配置 X 光片盒滑軌，不移動病人便可使用 X 光機進行拍攝。</p>		
<p>相關設備照片資料</p>			
			